

SciAps



レーザー誘起ブレークダウン分光分析計(LIBS) Z-900シリーズ Handheld Laser Induced Breakdown Spectroscopy

炭素検出限界 0.008% : SUS316とSUS316Lの判別も可能

アルゴンガスフラッシング : 独自の特許技術

プレバーン機能 : 試料表面の浄化

狭小部の多点解析 (6箇所) 機能

ハンドヘルド型 : 小型、軽量

日本総代理店

MOL

商船三井テクノトレード株式会社

sciaps@motech.co.jp

TEL:03-6367-5450(機械部)

【国内販売店】

NIRECO

株式会社ニレコ 分析機器事業G

Info-oe@nireco.co.jp

www.nireco.jp

TEL:042-660-7344(販売窓口)



蛍光X線分析計も扱っております。